









# 5G WiFi显微数码 互动系统解决方案

适配尼康显微镜



使用手机浏览器扫码看视频





### 01. 为什么选择这套互动系统

- ◆ 解决传统教学中的痛点
- ◆ 提升课堂互动与学习效率
- ◆ 满足多样化教学需求

### 02. 互动系统的核心功能是什么

- ◆ 教师端无线控制软件
- ◆ 学生端嵌入式智能软件
- ◆ 学生端电脑专用软件
- ◆ 学生端移动智能APP

### 03. 如何为显微镜挑选合适的解决方案

◆ 适配正置双目显微镜Si、Ei (生物版) 、Ei (偏光版)

双目方案①: 紧凑高效型方案 高度集成、节省空间、易于移动、可折叠

双目方案②:舒适扩展型方案舒适性与拓展性平衡、屏幕尺寸可灵活选择





模块化、兼容性、多学科协同、多教学软件联动



### ◆ 适配三目体视、金相、偏光显微镜

三目方案①: 紧凑高效型方案 轻量化结构、机身折叠设计、空间占用小



三目方案②: 舒适扩展型方案

人机交互友好、屏幕灵活适配、硬件可扩展



三目方案③: 多应用场景型方案模块化设计、跨学科兼容、软硬件协同



#### 方案选择逻辑

①空间优先 →②体验优先→③功能优先 支持混合部署。

### 04. 安装参考

- ◆ 部分客户案例
- ◆ 量身定制新互动教室布局图

### 05. 特殊应用参考

- ◆ 云互动
- ◆ 示教室

#### ◇ 提升教学质量

打造智能化的无线显微镜教室与实验室,轻松提高教学效果,减轻管理压力,实现高效互动教学。

### 

让显微镜教室实现数字化、网络化、支持实时图像共享。

### ☆ 流畅的多站点共享

自动创建分布式5G WiFi局域网,支持多达120个站点同时流畅共享高清实时图像。

### **◇ 精准色彩还原**

深度探索显微镜成像光路差异,独创生物、工业、荧光三套相机参数,逐一精准匹配,无限接近镜下色彩还原。

### ○ 强大的兼容性

支持与第三方虚拟教学软件(如CS&BS架构、Android APP)及AI病理诊断数据库无缝协作。









## 2.1 教师端无线控制软件:KoPa WiFi EDU for Windows



### 监控显微镜功能


- ◆ 学生端影像自动同步至教师端软件,便于教师实时确认学生对实验的理解情况。
- ◆教师端默认显示9个学生端画面(按编号排列),支持分页切换浏览更多学生画面。





#### 授课功能

- ◆教师端或选中学生端的画面可实时推送到全体 学生端。
- ◆学生端同步显示教师显微镜画面、PC操作界面及视频/PPT等讲义内容。





### 远程操作学生端桌面功能

实时监控与远程指导:

- ◆ 实时监控全体学生端的软件操作,确保全员参与学习。
- ◆ 教师可通过鼠标穿透功能远程操作学生软件, 快速帮助学生熟悉操作并提供个别指导。






### 微讯功能

- ◆ 教师可通过文字或图片与学生实时交流。
- ◆ 支持向单个或全体学生分发作业,文件格式包括Word、Excel、PPT、图片等。









### 互动设置

帮助授课教师、实验室管理教师提高教学效率。

#### 一键控制学生机的图像属性:

- ◆恢复默认:一键重置所有学生端图像属性,方便下节课使用。
- ◆参数同步:设定图像属性后,一键同步至所有学生机。
- ◆锁定保护:一键锁定/解锁学生机图像属性,防止误操作。
- ◆画面存档:一键抓取所有学生机镜下画面,按日期/用户名自动 存档至教师端。

#### 一键控制学生端电源

- ◆远程关机:一键关闭所有学生端相机电源(支持关闭Ei显微镜灯源及部分安卓平板)。
- ◆重启相机:一键重启学生端相机。
- ◆重置相机:一键恢复学生端相机至出厂设置(删除所有图片/视频/用户信息,仅需约25秒)

#### 一键管理学生机后台

- ◆批量安装:一键为学生机安装或升级应用程序(包括KoPa WiFi EDU AO及第三方教学安卓版APP)。
- ◆桌面访问:一键允许学生访问自己的桌面。
- ◆互联网访问:一键允许学生通过浏览器访问互联网(需教师端已联网)。



### 电子点名模块

自动检测在线用户名 (每 10 秒更新一次)。



#### 批量设置学生端的标定值

教师端设置标定值后,一键同步至所有学生端,避免学生逐一操作,减少失误。




### 电子白板模式

提供多种工具: 笔、箭头、文字、撤销、重做、橡皮擦、删除、对象编辑、微观拍摄、微观视频、鼠标穿透等。 支持教师实时注释,并将课件、视频同步至所有学生端。



### 对比模式

- ◆ 教师端可同时显示2个或4个学生端画面,支持静态图像、 动态图像或混合比较。
- ◆ 也可将教师端画面与选定学生端画面进行对比分析。





### 景深融合


- ◆ 采用先进的图像处理算法与实时融合技术,突破高倍率物 镜下景深不足的限制
- ◆ 无需电动载物台,调整焦距即可获得更大景深,呈现比单 帧图像更清晰的画面。





### 图像拼接


移动显微镜载物台的X、Y轴的同时可实时自动拼接图片,快速合成整个观察物的全景平面图。





组合彩色图像

轻松叠加荧光显微成像



## 2.2 学生端嵌入式智能软件:KoPa WiFi EDU AO for Android

KoPa WiFi EDU AO 是一款专为学生端方案①及②设计的安卓应用软件,预装在相机中,开机即自动进入主界面。作为教学必备应用,可通过教师端进行更新。



### 开机动画定制


支持显示校徽、校训等,增强学生归属感。






### 用户登录

根据教师端设置,可选择是否登录。支持多用户切换,方便共享设备时提交作业,系统会为每个用户自动创建独立文件夹。









图像调节

偏好设置

- ◆具备记忆功能,重启后恢复上次设置。支持亮度、曝光、 白平衡等参数调整,并提供双二维码供手机连接。
- ◆用户可设置语言、亮度、比例尺,备份到U盘等,管理员授 权下可访问互联网或系统桌面。







### 微讯功能

支持学生与教师间的文字、图片、语音沟通, 文件自动归档至教师端,学生间无法对话。







手动计数功能

可进行细胞核统计, 支持一键导出报告。





### 景深融合


采用先进算法,解决高倍率下景深不足问题。





### 文件管理

支持浏览、重命名、发送至教师端或复制到 U盘。





### 图像拼接

移动显微镜载物台的X、Y轴的同时可实时自动 拼接图片,快速合成整个观察物的全景平面图。






### 实验报告模块

自带正版办公软件,免费使用Word、Excel、Powerpoint生成图文报告,教师可自定义模版并意见分享给学生端。



## 2.3 学生端电脑专用软件:KoPa WiFi EDU-S for Windows

KoPa WiFi EDU-S是一款Windows版本的学生端软件,支持Windows系统,提供 USB及WiFi连接,实现多元化、便捷的图像传输。





#### 用户登录

登录需求由教师端设置决定。若需登录,用户需输入用户名。

支持多用户切换及创建新用户,方便共享设备时提交作业。

系统会根据用户名在教师端自动生成对应的存储文件夹。





#### 预览分辨率

支持选择不同分辨率进行预览。

教师端可设置是否允许学生使用手机或平板接入系统:

选择"允许"时,显示连接二维码并激活相关功能。

选择"不允许"时,隐藏连接二维码及相关功能。








### 图像属性调节

具备图像属性记忆功能,重启后恢复上次设置。 支持调节亮度、曝光、增益、白平衡、对比度、 色度、饱和度、锐度、伽玛等参数,并提供一键 恢复默认设置。








## 2.4 学生端移动智能APP:KoPa WiFi EDU

支持iOS和安卓系统的智能手机或平板电脑,扫描二维码即可进入显微画面,无需手动输入密码。







#### 用户登录

登录由教师端设置决定。若需登录,用户需输入用户名。 支持多用户切换及创建新用户,方便共享设备时提交作 业。

系统会根据用户名在教师端自动生成对应的存储文件夹。





### 图像属性调节


默认全自动,支持手动调节亮度、自动/手动曝光、增益、自动/手动白平衡(RB通道分别调节)、对比度、色度、饱和度、锐度、伽玛等参数,并提供一键恢复默认值。





### 景深融合

采用先进的图像处理算法和实时融合技术,解决高倍率下景深不足的问题,提供比单帧图像更清晰的画面。





### 无线 U 盘功能

支持将学生端方案①相机内的文件/图片无线复制至智能手机,方便保存资料,同时避免传统U盘拷贝带来的病毒风险。



### 文件管理

支持浏览图片及视频,可修改文件名、导出至本 地相册、分享至社交网络、一键删除,并支持按 文件名搜索。

### 选配件

光学绘画助手: 培养学生手绘病理图能力



### 3.1 教师端组成要素

#### 显微镜兼容性 :

支持各类显微镜(正置、体视、金相、偏光),需配备三目观察筒以安装教师端互动工作站,型号通常比学生端显微镜高一级别或同等级别。



- ◆ 自建5G WiFi局域网,覆盖面积达500平方米,无需额外路由器或服务器,即插即用,方便实验室或教室搬迁。
- ◆ 集成相机和光学接口(可选配0.43X光学接口,与互动工作站一体化设计),与教师端电脑通过一根网线连接,与学生端相机或手机无线连接。
- ◆ 连接简洁, 性能稳定, 运行流畅无卡顿。
- ◆ 采用5G WiFi传输 802.11ac协议,传输速率最高可达3464Mbps,运行高速稳定。
- ◆ 支持每间教室最多120个站点无线连接,并支持外网连接,无需切换WiFi SSID。 教师端与学生端传输延时低于0.4秒。



| 1   | PC网络输出接口               | 通过网线与电脑连接,电脑端可通过软件采集图像   |
|-----|------------------------|--|
| 2   | 电源输出接口                 | 可为显微镜供电(输出电压为12V,输出最大电流为1A)  |
| 3   | 电源输入接口                 | DC 12V 5A电源插口  |
| 4   | USB2.0接口               | 可为显微镜供电(输出电压为5V,输出最大电流为2A)   |
| (5) | LAN网络输出接口              | 通过网线与电脑连接,电脑端可通过软件采集图像   |
| 6   | WAN网络输出接口              | 通过网线连接路由器,接入局域网,使局域网内的电脑、手机、平板电脑能共享显微画面;也可以直接连接互联网                                   |
| 7   | 电源开关                   | 拨到ON为开机,需要等待约30秒;拨到OFF为关机,需要<br>等待约5秒  |
| 8   | 指示灯                    | 5G4/5G3/5G2/5G1:指示灯亮时表示相应的5G通道在运行;指示灯闪烁时表示有设备接入或者有数据传输;<br>PWR:亮红灯时处于待机状态,亮绿灯时处于开机状态 |
| 9   | 丝杆同步齐焦<br>(仅限带0.43X管镜) | 用于调整相机成像模块的焦距,实现镜下与电子成像同步  |

## 安装参考



## 教师端电脑配置要求



## 互动工作站规格参数

| 适用品牌           | Nikon                         | Nikon                    | Nikon                    |  |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 物理像素           | 8.3MP                         | 12.0MP                   | 20.0MP                   |  |
| 型 <del>号</del> | CG12                          | CG12                     | CG12                     |  |
| C接口类别          | IW-C-08                       | IW-C-12                  | IW-C-20                  |  |
| 带0.43X管镜类别     | IW-N-08                       | IW-N-12                  | IW-N-20                  |  |
| 传感器型号          | SONY IMX678 CMOS              | SONY IMX412 CMOS         | SONY IMX147 CMOS         |  |
| 曝光模式           | 卷帘式曝光                         | 卷帘式曝光                    | 卷帘式曝光                    |  |
| 最高分辨率          | 3840×2160 (8,294,400像素)       | 4000×3000 (12,000,000像素) | 5184×3888 (20,155,392像素) |  |
| ISO感光度         | 相当于100-12800                  | 相当于100-12800             | 相当于100-12800             |  |
| 传感器尺寸          | 1/1.8"                        | 1/2.3"                   | 1/2.3''                  |  |
| 像元尺寸           | 2μm×2μm                       | 1.55μm×1.55μm            | 1.2μm×1.2μm              |  |
| 光谱响应           | 400-650nm                     | 380-650nm                | 380-650nm                |  |
| 曝光方式           | 实时自动、手动调节                     | 实时自动、手动调节                | 实时自动、手动调节                |  |
| 曝光时间           | 10μs-10s                      | 10μs-333ms               | 10μs-333ms               |  |
| 白平衡            | 实时自动、手动RB调节                   | 实时自动、手动RB调节              | 实时自动、手动RB调节              |  |
| 预览分辨率          | 3840×2160@60fps               | 4000×3000@30fps          | 5184×3888@10fps          |  |
| 电源输入           |                               | DC 12V 5A                |                          |  |
| A/D转换位深        |                               | 12bit                    |                          |  |
| WiFi协议         | 5GHz WiFi (IEEE802.11ac)      |                          |                          |  |
| WiFi覆盖范围       | 约15米 (半径)                     |                          |                          |  |
| WAN 类型         | 动态IP                          |                          |                          |  |
| 记录格式           | 图像: JPG、BMP、PNG、TIFF; 视频: MP4 |                          |                          |  |
| 软件             | KoPa WiFi EDU for Windows     |                          |                          |  |

#### 配件清单


电源适配器及电源线 (可选中规、美规、欧规、 澳规、韩规、英规等)




干兆网线




## 产品尺寸图(单位:mm)



带0.43X管镜



### 标准C接口



## 3.2 适配正置显微镜Si、Ei(双目), Ei偏光 (双目)



### 功能比较


●标配 ○选配 -无

|                |     | 1   | I   |
|----------------|-----|-----|-----|
|                | 方案① | 方案② | 方案③ |
| 内置操作系统         | •   | •   | _   |
| 预装office软件     | •   | •   | _   |
| 自带15.6英寸高色域显示屏 | •   | _   | _   |
| 嵌入50:50分光棱镜    | •   | •   | •   |
| 内置0.43X管镜      | •   | •   | •   |
| 允许连接手机或平板      | •   | •   | •   |
| 图像输出方式:        |     |     |     |
| 5G WiFi        | •   | •   | •   |
| USB            | _   | _   | •   |
| DP             | •   | •   | _   |
| Network (干兆)   | _   | _   | _   |

## 双目Ei显微镜改造偏光显微镜




适用型号: Ei双目



## 功能比较

### ●标配 ○选配 -无

|                | 方案① | 方案② | 方案③ |
|----------------|-----|-----|-----|
| 内置操作系统         | •   | •   | _   |
| 预装office软件     | •   | •   | _   |
| 自带15.6英寸高色域显示屏 | •   | _   | _   |
| 嵌入50:50分光棱镜    | •   | •   | •   |
| 内置0.43X管镜      | •   | •   | •   |
| 允许连接手机或平板      | •   | •   | •   |
| 图像输出方式:        |     |     |     |
| 5G WiFi        | •   | •   | •   |
| USB            | _   | _   | •   |
| DP             | •   | •   | _   |
| Network (干兆)   | _   | _   | _   |



| 1   | 电源开关      | 开关机                           |  |  |
|-----|-----------|-------------------------------|--|--|
| 2   | 耳机和麦克风接口  | 与耳麦线连接,音频信号相互传输               |  |  |
| 3   | USB3.0接口  | 可接鼠标、键盘、U盘(可复制视频和图像)          |  |  |
| 4   | USB2.0接口  | 可接鼠标、键盘、U盘(可复制视频和图像)或给Ei、Si供电 |  |  |
| (5) | DP输出接口    | 通过DP线,与显示设备连接,传输              |  |  |
| 6   | 丝杆同步齐焦    | 用于调整相机成像模块的焦距,实现镜下与电子成像同步     |  |  |
| 7   | 5G WiFi天线 | 5G WiFi信号传输,连接相机采集图像或控制相机     |  |  |
| 8   | USB2.0接口  | 可接鼠标、键盘、U盘                    |  |  |
| 9   | 电源输入接口    | DC 12V 3A电源插口                 |  |  |

| 名称         | 智能嵌入式一体机  |           |
|------------|-----------|-----------|
| 物理像素       | 12.0MP    | 20.0MP    |
| 型号         | TC200     | TC200     |
| 带0.43X管镜类别 | ED-N-12-H | ED-N-20-H |

## 配件清单

电源适配器及电源线 (可选中规、美规、欧规、澳规、韩规、英规等)



有线鼠标键盘 (赠送)

USB转DC 5V电源线









## 产品尺寸图(单位:mm)









| 1   | DP输出接口    | 通过DP线,与显示设备连接,最大支持3840x2160分辨率视频图像输出 |  |
|-----|-----------|--------------------------------------|--|
| 2   | USB2.0接口  | 可接鼠标、键盘、U盘(可复制视频和图像)或给Ei、Si供电        |  |
| 3   | USB3.0接口  | 可接鼠标、键盘、U盘(可复制视频和图像)                 |  |
| 4   | 电源开关      | 开关机                                  |  |
| (5) | 电源输入接口    | DC 12V 3A电源插口                        |  |
| 6   | 5G WiFi天线 | 5G WiFi信号传输,连接相机采集图像或控制相机            |  |
| 7   | 丝杆同步齐焦    | 用于调整相机成像模块的焦距,实现镜下与电子成像同步            |  |

# 型号

| 名称         | 智能嵌入式相机     |           |  |
|------------|-------------|-----------|--|
| 物理像素       | 12.0MP      | 20.0MP    |  |
| 型号         | HW200 HW200 |           |  |
| 带0.43X管镜类别 | EC-N-12-H   | EC-N-20-H |  |

### 配件清单

电源适配器及电源线 (可选中规、美规、欧规、 澳规、韩规、英规等)




DP线


有线鼠标键盘 (赠送)











## WiFi嵌入式相机

3



| 1 | 5G WiFi天线 | 5G WiFi信号传输,连接相机采集图像或控制相机 |
|---|-----------|---------------------------|
| 2 | 网络输出接口    | 连接相机采集图像或控制相机             |
| 3 | USB输出/供电  | 连接电脑,电脑端可通过软件采集图像;        |
| 4 | 丝杆同步齐焦    | 用于调整相机成像模块的焦距,实现镜下与电子成像同步 |

## 学生端电脑配置要求


| 系统   | Win10及以上                     |
|------|------------------------------|
| CPU  | 英特尔酷睿系列i5十代或以上               |
| 硬盘   | 512GB或以上固态硬盘                 |
| 内存   | 16GB或以上                      |
| 显卡   | 核显或英伟达显卡 (Nvidia RTX2060或以上) |
| 有线网卡 | 10/100/1000自适应               |

### <del>빌号</del>


| 名称         | WiFi嵌入式相机     |           |  |
|------------|---------------|-----------|--|
| 物理像素       | 12.0MP 20.0MP |           |  |
| 型号         | FF48          | FF48      |  |
| 带0.43X管镜类别 | EB-N-12-H     | EB-N-20-H |  |

## 产品尺寸图(单位:mm)






## 3.3 适配体视显微镜、金相等三目显微镜





## 功能比较

●标配 ○选配 -无


|                | 方案① | 方案② | 方案③ |
|----------------|-----|-----|-----|
| 内置操作系统         | •   | •   | _   |
| 预装office软件     | •   | •   | _   |
| 自带15.6英寸高色域显示屏 | •   | _   | _   |
| 嵌入50:50分光棱镜    | _   | _   | _   |
| 内置0.43X管镜      | 0   | 0   | 0   |
| 允许连接手机或平板      | •   | •   | •   |
| 图像输出方式:        |     |     |     |
| 5G WiFi        | •   | •   | •   |
| USB            | _   | _   | •   |
| DP             | •   | •   | _   |
| Network (干兆)   | _   | _   | _   |







内置高速精密马达驱动CMOS移动,可捕捉各焦平面图像并合成全幅对焦画面,有效解决体视镜Z轴变化导致的景深融合问题。





| 1   | 电源开关      | 开关机                           |  |  |  |
|-----|-----------|-------------------------------|--|--|--|
| 2   | 耳机和麦克风接口  | 与耳麦线连接,音频信号相互传输               |  |  |  |
| 3   | 电源输入接口    | DC 12V 3A电源插口                 |  |  |  |
| 4   | USB3.0接口  | 可接鼠标、键盘、U盘(可复制视频和图像)          |  |  |  |
| (5) | USB2.0接口  | 可接鼠标、键盘、U盘(可复制视频和图像)或给Ei、Si供电 |  |  |  |
| 6   | DP输出接口    | 通过DP线,与显示设备连接,传输              |  |  |  |
| 7   | USB2.0接口  | 可接鼠标、键盘、U盘                    |  |  |  |
| 8   | 5G WiFi天线 | 5G WiFi信号传输,连接相机采集图像或控制相机     |  |  |  |

### 型<del>号</del>

| 名称         | 智能一体机     |  |
|------------|-----------|--|
| 物理像素       | 8.0MP     |  |
| 型号         | JX200     |  |
| C接口类别      | DJ-C-08-H |  |
| 带0.43X管镜类别 | DJ-N-08-H |  |

### 配件清单


电源适配器及电源线 (可选中规、美规、欧规、 澳规、韩规、英规等)






## 有线鼠标键盘 (赠送)






约2kg

带0.43X管镜



### 标准C接口







| 1   | 5G WiFi天线 | 5G WiFi信号传输,连接相机采集图像或控制相机  |  |  |
|-----|-----------|----------------------------|--|--|
| 2   | DP输出接口    | 通过DP线,与显示设备连接,传输           |  |  |
| 3   | USB2.0接口  | 可接鼠标、键盘、U盘(可复制视频和图像)或给Ei供电 |  |  |
| 4   | USB3.0接口  | 可接鼠标、键盘、U盘(可复制视频和图像)       |  |  |
| (5) | 电源输入接口    | DC 12V 3A电源插口              |  |  |
| 6   | USB2.0接口  | 可接鼠标、键盘、U盘 (可复制视频和图像)      |  |  |
| 7   | 耳机和麦克风接口  | 与耳麦线连接,音频信号相互传输            |  |  |
| 8   | 电源开关      | 开关机                        |  |  |

# 型号

| 名称         | 智能相机      |
|------------|-----------|
| 物理像素       | 8.0MP     |
| 型号         | TE2000    |
| C接口类别      | CJ-C-08-H |
| 带0.43X管镜类别 | CJ-N-08-H |

电源适配器及电源线 (可选中规、美规、欧规、 澳规、韩规、英规等)





DP线


有线鼠标键盘 (赠送)






## 产品尺寸图(单位:mm)


约1.3kg



带0.43X管镜



标准C接口





| 1 | 5G WiFi天线 | 5G WiFi信号传输,连接相机采集图像或控制相机 |  |  |
|---|-----------|---------------------------|--|--|
| 2 | USB输出/供电  | 连接电脑,电脑端可通过软件采集图像;        |  |  |
| 3 | 网络输出接口    | 连接相机采集图像或控制相机             |  |  |

## 学生端电脑配置要求

| 系统   | Win10及以上                    |
|------|-----------------------------|
| CPU  | 英特尔酷睿系列i5十代或以上              |
| 硬盘   | 512GB或以上固态硬盘                |
| 内存   | 16GB或以上                     |
| 显卡   | 核显或英伟达显卡(Nvidia RTX2060或以上) |
| 有线网卡 | 10/100/1000自适应              |


## 型号


| 名称         | WiFi相机    |
|------------|-----------|
| 物理像素       | 8.0MP     |
| 型号         | CF48      |
| C接口类别      | BJ-C-08-H |
| 带0.43X管镜类别 | BJ-N-08-H |

## 产品尺寸图(单位:mm)


约1.3kg

带0.43X管镜





标准C接口



## 学生端规格参数

| 物理像素    | 8.3MP  | 12.0MP                            | 20.0MP                            |
|---------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 传感器型号   | SONY IMX678 CMOS   | SONY IMX412 CMOS                  | SONY IMX147 CMOS                  |
| 曝光模式    | 卷帘式曝光  | 卷帘式曝光                             | 卷帘式曝光                             |
| 最高分辨率   | 3840×2160 (8,294,400像素)  | 4000×3000 (12,000,000像素)          | 5184×3888 (20,155,392像素)          |
| ISO感光度  | 相当于100-12800   | 相当于100-12800                      | 相当于100-12800                      |
| 传感器尺寸   | 1/1.8''  | 1/2.3"                            | 1/2.3''                           |
| 像元尺寸    | 2μm×2μm  | 1.55µm×1.55µm                     | 1.2μm×1.2μm                       |
| 光谱响应    | 400-650nm  | 380-650nm                         | 380-650nm                         |
| 曝光方式    | 实时自动、手动调节  | 实时自动、手动调节                         | 实时自动、手动调节                         |
| 曝光时间    | 10µs-10s   | 10μs-333ms                        | 10μs-333ms                        |
| 白平衡     | 实时自动、手动RB调节  | 实时自动、手动RB调节                       | 实时自动、手动RB调节                       |
| 预览分辨率   | 3840×2160@30fps(方案①②),3840×2160@60fps(方案③)   | 4000×3000@30fps                   | 5184×3888@10fps                   |
| 电源输入    | DC 12V 3A(方案①②),DC 5V 3A(方案③)  | DC 12V 3A (方案①②) , DC 5V 3A (方案③) | DC 12V 3A (方案①②) , DC 5V 3A (方案③) |
| A/D转换位深 | 12bit  | 12bit                             | 12bit                             |
| WiFi协议  | 5GHz WiFi (IEEE802.11ac)   | 5GHz WiFi (IEEE802.11ac)          | 5GHz WiFi (IEEE802.11ac)          |
| WAN 类型  | 动态IP   | 动态IP                              | 动态IP                              |
| 记录格式    | 图像: JPG、BMP、PNG、TIFF; 视频: MP4     图像: JPG、BMP、PNG、TIFF; 视频: MP4    图像: JPG、BMP、PNG、TIFF; 视频: MP4 |                                   |                                   |
| 软件      | 嵌入式智能App:KoPa WiFi EDU AO(方案①②); Windows 软件:KoPa WiFi EDU-S(方案 ③); 手机App:KoPa WiFi EDU(方案 ①②③)   |                                   |                                   |

## 4.1 部分客户案例





英国普利茅斯大学

60+1:SMZ745T + 三目方案①

20+1: Si + 双目方案①

60+1: Ci-POL + 双目方案①; CX31P + 双目方案①





泰国皇太后大学

120+1: Ei +双目方案①; SMZ745T + 三目方案①







美国邦克山社区学院 Bunker Hill Community College 18+1: Si +双目方案②



美国南达科塔州州立大学 28+1: Si +双目方案①





美国阿肯色大学 邓光 37+1: E100+双目方案②





泰国马希隆大学 12+1: Ei+双目方案②





泰国农业大学 50+1: Ei+双目方案①







泰国梅州大学 12+1: Ei+双目方案①











泰国先皇技术学院 12+1: E100+双目方案①


### 4.2 量身定制新互动教室布局图


#### 48+1互动系统电源功率:

在创建新的互动系统教室时,您可能对教室布局感到困惑。别担心,只需提供教室的长宽、学生

人数及教室站点数量,我们即可免费为您设计专属的布局图。

以下是一个参考示例: 教室长12米, 宽7米, 可容纳48名学生和1个教师站点的布局方案。





48+1互动系统平面桌椅布局示意图

48+1互动系统平面显微镜布局示意图

1、86寸平板电视: 880W 2、教师电脑: 800W 3、互动工作站: 60W


4、学生端相机: 60W\*48=2880W

总合计功率: 4680W

注:以上仅为互动系统所需的用电功率,没包括其他设备(如空调、照明等)

### 学生桌椅尺寸规格示意图

学生桌子24张 学生椅子48张 尺寸单位: cm




椅子高度建议47cm,且高度可调


桌子高度65cm

### 教师桌椅尺寸规格示意图

教师桌、椅各一张 尺寸单位:cm



180 (国国国国 4个插座 (互动设备需3个,备用1个) 88 桌子宽度80cm



3个插座(互动设备需2个,备用1个) 8 桌子宽度60cm





### 5.1 云互动

利用第三方音视频服务器(商业付费版),实现远程与局域网内互动教学同步进行。外网的相机采用标准UVC协议,免驱、无缝接入第三方音视频服务器共享屏幕(支持Windows)、应用和声音,支持互动批注,多种工具辅助理解,批注内容可保存。

第三方音视频服务器 (如腾讯会议、ZOOM、阿里云音视频服务器)

#### 互动教室










### 5.2 示教室

示教室内为活细胞培养,需要恒温恒湿环境,不宜人员常进常出,而处于实验室内的学生则可以通过示教室功能,实时调用示教室内任意一台倒置显微镜下活细胞培养的动态画面。



## 安规认证

- 1.通过美国联邦通信FCC认证。
- 2.通过欧洲 (标准) 安全CE认证。
- 3.通过日本总务省制定的(电波法和电光通信事业法)的指令MIC认证。
- 4.通过日本电信法的指令JATE认证
- 5.通过欧盟立法制定的《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》ROHS指令认证。

| 评测对象                       | 认证         | 报告&证书文件名                                     | 对应报告号&证书号        |
|----------------------------|------------|--|------------------|
|                            |            | SZEM180100024801-5G wifi RPT-WF01A FCC报告     | SZEM180100024801 |
|                            | 美国FCC报告    | SZEM180100024802-RT-WF01A FCC报告              | SZEM180100024802 |
|                            |            | Appendix A-Photographs of EUT Constructional |                  |
| NA/FO1 A                   |            | Details for SZEM1801000248CR-FCC             | SZEM1801000248CR |
| WF01A<br>(5G WiFi 11ac) 模块 | 美国FCC ID证书 | 2AFO3WF01A_NII-WF01A FCC ID                  | 2AFO3WF01A       |
| 认证                         | 吹盟CE报告     | SZEM180100024901 EN301489 RPT-WF01A CE报告     | SZEM180100024901 |
| иси                        |            | SZEM180100024902 WIFI5G RPT-WF01A CE报告       | SZEM180100024902 |
|                            | 日本MIC证书    | CSRT180084-WF01A 日本MIC认证                     | CSRT180084       |
|                            | 日本JATE证书   | CSTT180018-WF01A 日本JATE认证                    | CSTT180018       |

### 专利

| 专利类别                                  | 专利名称           | 专利号                 |  |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|--|
|                                       | 电子目镜           | ZL 2015 3 0193227.8 |  |
| AL amount                             | 无线电子目镜         | ZL 2015 3 0193223.X |  |
| 外观设计                                  | 带分光系统电子目镜      | ZL 2019 3 0331144.9 |  |
|                                       | 显微一体机 (带分光器相机) | ZL 2019 3 0717439.X |  |
|                                       | 显微一体机 (带相机)    | ZL 2019 3 0717442.1 |  |
|                                       | 一种wifi显微目镜     | ZL 2015 2 0296469.4 |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 一种电子目镜         | ZL 2015 2 0426409.X |  |
| 实用新型                                  | 一种无线电子目镜       | ZL 2015 2 0426313.3 |  |
|                                       | 一种带显示器的显微镜     | ZL 2019 2 0928962.1 |  |
|                                       | 带分光系统电子目镜      | ZL 2019 2 1022863.3 |  |

### 软件著作权

| 类别 软件名称        |                  | 平台      | 登记号           |
|----------------|------------------|---------|---------------|
|                | KoPa Capture Pro | Windows | 2021SR1287730 |
| <br>  计算机软件著作权 | KoPa WiFi Lab AO | Android | 2021SR1304520 |
| 登记证书           | KoPa WiFi Lab    | Android | 2019SR0117768 |
|                |                  | iOS     | 2019SR0028558 |
|                | KoPa View        | Linux   | 2024SR1617066 |

**KoPa** 广州奥舜创电子科技有限公司 地址: 广东省广州市番禺区大龙街傍江东村江城西巷8号之二



高新技术企业证书编号: GR202344009665



ISO9001证书编号: 00223Q26818R3S

本宣传页发行时的内容已经过本公司的评审,因技术进步,实物如有变更,恕不另行通知。 本宣传页所记载的 OLYMPUS Nikon Leica T Li \$\infty\$ W 1 \$\infty\$ 等其他公司名称、产品名称、商标为其公司所有。

版本: V1.2 发布时间: 2025.05